

# Standard Operating Procedure (SOP)

## روشهای انجام آزمایشات تشخیصی میکروب شناسی:

### ۱- تهیه لام مرطوب:

بر روی لام تمیزی یک قطره سرم فیزیولوژی استریل ریخته و یک کلنی میکروبی را در آن حل می کنیم . برداشت از محیط میکروبی مایع نیاز به سرم فیزیولوژی ندارد . برداشت مستقیم از اعضاء بدن با سواب , مستقیماً در قطره سرم فیزیولوژی حل میگردد . بر روی نمونه لامل قرار داده و زیر میکروسکوپ بررسی می کنیم .

باکتری ها بصورت دانه دانه و یا میله ای دیده میشود . علاوه بر این میتوان بحرکت باکتریها نیز پی برد . باکتریهای متحرک دارای حرک مشخص و در تمام جهات میباشند و کاملاً تغییر محل میدهند و نباید با حرکت نوسانی اشتباه شود .

### ۲- تهیه لام رنگ آمیزی شده (بلر دمتیلن)

تهیه لام مرطوب از نمونه لام مرطوب تهیه کرده , و میگذاریم تا در حرارت اطاق خشک شود ( هیچگاه نمونه را بر روی شعله خشک نکنید , باعث تخریب باکتری و یا پخش باکتری در فضا و آلودگی محیط میگردد ) .

فیکس کردن نمونه را ۳ تا ۴ بار بر روی شعله حرکت داده و با تماس لام با پشت دست مقدار حرارت داده شده را که حدود ۷۰ درجه باید باشد , چک می کنیم .

رنگ آمیزی بر روی لام رنگ بلودومتیلن را ریخته و بعد از ۲ دقیقه , آهسته با آب می شوئیم و می گذاریم در حرارت اتاق خشک شود . سپس با عدسی ۱۰۰ , پس از ریختن روغن صدر , باکتریها و سایر مواد را به رنگ آبی مشاهده خواهیم کرد .

### ۳- تهیه لام رنگ آمیزی شده (اگرم)

محلول ریوله دوژانسین : 1 gr + ویوله دوژانسین + الکل 10 ml + محلول 2% فنل 100 ml

محلول لوگل : ید 1 gr + یدور پتاسیم 2 gr + آب مقطر 100 ml

محلول بیرنگ کننده : الکل 95 درجه , یا استن خالص , یا مخلوط دو قسمت الکل با یک قسمت استن مصرف میگردد.

محلول سافرانین 0.5 % و یا فوشین فنیکه رقیق: فوشین 1 gr + الکل 100 ml + محلول فنل 5 % معادل 100ml

- A – بعد از فیکس کردن لام , بر روی آن رنگ ویوله دوژانسین برای نیم تا یک دقیقه میریزیم
- B – رنگ را دور ریخته , لام را با آب می شوئیم .
- C – روی لام را به مدت یک دقیقه با لوگل می پوشانیم .
- D – پس از خالی کردن لام از لوگل , چند قطره الکل روی آن میریزیم , بعد از چند ثانیه روی آن را خالی کرده مجدداً الکل اضافه می کنیم این عمل را تا زمانی که دیگر الکل رنگی نشود ادامه می دهیم .
- E – لام را با آب شسته و برای مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه روی آن فوشین و یا سافرانین می ریزیم
- F – رنگ را خالی کرده و لام را با آب می شوئیم , و در مجاورت هوا خشک می کنیم .

# Standard Operating Procedure (SOP)

لام رنگ شده را با عدسی ۱۰۰ بررسی کرده باکتری های گرم منفی قرمز رنگ ، و گرم مثبت ها بنفش دیده می شوند .  
با اضافه کردن الکل رنگ از درون باکتریهای گرم منفی خارج می شود و بی رنگ می گردند در صورتیکه نمی تواند رنگ را از باکتریهای گرم مثبت خارج کند .

## ۴- رنگ آمیزی زیل نیلسن Ziehl-Neelsen :

مقاومت در برابر اسید در باکتریهایی مثل باسیل مایکوباکتریوم توبرکولوز ناشی از پوشش مومی است که این باکتری دارد که در اثر واکنش اسیدی رنگ قرمز فوشین جذب شده ، آزاد نمی گردد .  
در این رنگ آمیزی از فوشین فنیکه گرم و غلیظ برای رنگ کردن باسیل کخ استفاده می شود .  
نمونه مورد آزمایش می تواند خلط – رسوب ادرار – مایعات بدن و شیر معده ... باشد  
A – گسترش تهیه شده را با حرارت فیکس می کنیم .  
B – محلول فوشین را روی لام پخش می کنیم و بمدت ۵ تا ۱۰ دقیقه زیر آن را توسط چراغ الکلی حرارت میدهم بطوریکه بخار متصاعد شده ولی نجوشد . روی لام نباید خشک شود و باید بمحض تبخیر فوشین ، مقداری فوشین تازه اضافه گردد .  
C – لام را با آب می شوئیم و روی آن محلول اسید الکل میریزیم و حدود ۲ دقیقه صبر می کنیم . تا لام بیرنگ گردد. اگر نشد این عمل را تکرار می کنیم .  
D – لام را با آب می شوئیم . روی آن محلول بلودومتلین ریخته و ۱ تا ۲ دقیقه صبر می کنیم .  
E – لام را با آب می شوئیم . در جریان هوا آن را خشک کرده و با عدسی ۱۰۰ باسیل های اسید فست (BK) را به رنگ قرمز در زمینه آبی اسمیر جستجو می کنیم .

## ۵- آزمایش کواگولاز Coagulase Test :

A – روش لوله ای ( کواگولاز آزاد ) :  
این آنزیم از اکثر استافیلوکوک های بیماریزا ترشح میشود که میتواند پلاسمای انسان و خرگوش را در اثر تبدیل فیبرینوژن به فیبرین در مدت ۱ تا ۴ ساعت در ۳۷ درجه منعقد نماید .  
۰/۵ میلی لیتر از پلاسمای ( یک /پنج ) رقیق شده را در لوله ای ریخته و به آن یک کلنی میکروبی اضافه می کنیم . لوله را به مدت یک تا چهار ساعت در ۳۷ درجه قرار می دهیم .  
نتیجه مثبت : وجود انعقاد و لخته در لوله ( مشخص کننده استافیلوکوک انوروس )  
نتیجه منفی : عدم وجود انعقاد و لخته در لوله  
اگر بعد از ۴ ساعت لخته تشکیل نشد باید تا ۲۴ ساعت صبر کرد و مجددا بررسی کرد .

B – روش لام ( کواگولاز پیوسته ) :  
یک قطره سرم فیزیولوژی روی لام ریخته و یک تا دو کلنی باکتری را در آن حل می کنیم ، سپس یک قطره پلاسمای خالص روی آن ریخته و به مدت ۱۰ ثانیه حرکت دورانی می دهیم .  
نتیجه مثبت : وجود آگلوتیناسیون در مدت ۲ دقیقه  
نتیجه منفی : عدم وجود آگلوتیناسیون  
در صورت مشکوک بودن باید با روش لوله ای تایید شود .

## ۶- آزمایش کاتالاز Catalase :

کاتالاز آنزیمی است که در تمام باکتری هایی که متابولیسم هوازی دارند وجود دارد . این آنزیم پراکسید هیدروژن ( $H_2O_2$ ) را به هیدروژن و پراکسید تجزیه می کند .  
بر روی یک لام یک قطره محلول آب اکسیژنه ۳٪ می ریزیم . یک کلنی باکتری را در آن

# Standard Operating Procedure (SOP)

حل می کنیم .

نتیجه مثبت : از قطره روی لام حباب گاز متصاعد می گردد ( باکتریهای هوازی - انتروباکتریاسه ها - استافیلوکوک ها ... )  
نتیجه منفی : عدم وجود تصاعد گاز ( باکتریهای بی هوازی - لاکتوباکتریاسه ها - استرپتوکوک ها و غیره ... )  
بعلت وجود آنزیم کاتالاز در گلبول های قرمز , هنگام برداشتن کلنی از محیط بلاد آگار باید مواظب بود از روی کلنی برداشت کرد .

## ۷- آزمایش اکسیداز Oxidase Test

این تست برای جستجو و تشخیص گونه های نیسریا و نیز تفکیک انتروباکتریاسه از پseudomonasها , الکالیزنس , ویبریو , انروموناس , مورکسلا و پاستورلا بکار می رود .  
A - یک قطعه کاغذ صافی آغشته به Tetramethyl-P-Phenylenediamine Hcl را در یک پلیت قرار داده و یک کلنی از باکتری را روی آن می مالیم .  
B - می توان از دیسک های کاغذی آماده آغشته به این ماده استفاده کرد و آن را روی محیط کشت قرار داد .  
C - میتوان یک قطره معرف اکسیداز را روی کلنی ریخته , در صورت اکسیداز مثبت کلنی اول صورتی و سپس ارغوانی می شود .  
نتیجه مثبت : پیدایش رنگ ارغوانی سیر در عرض ۱۰ ثانیه خواهد بود . (نیسریا ها اکسیداز مثبت هستند )  
معرف فوق همیشه بایستی در آب مقطر و بطور تازه تهیه گردد .

## ۸- آزمایش اپتوچین Optochin

دیسک های آغشته به اپتوچین را بر روی محیط کشت قرار داده و بعد از ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه , قطر هاله توقف باکتری در اطراف دیسک را بررسی می کنیم .

نتیجه مثبت : قطر هاله ۱۸ میلیمتر یا بیشتر ( پنوموک )  
نتیجه منفی : عدم وجود هاله ( سایر استرپتوکوک ها )

## ۹- آزمایش باسیتراسین

۹۵ % از استرپتوکوکهای گروه A نسبت به دیسک باسیتراسین که حاوی 0.04 واحد دارو باشد حساسیت نشان میدهد در صورتیکه سایر استرپتوکوکها نسبت به آن مقاومت دارند .  
دیسک های آغشته به باسیتراسین را بر روی محیط کشت قرار داده و بعد از ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه , قطر هاله توقف باکتری در اطراف دیسک را بررسی می کنیم .

نتیجه مثبت : وجود هاله توقف باکتری اطراف دیسک ( استرپتوکوک پیورنز گروه A )  
نتیجه منفی : عدم وجود هاله ( سایر استرپتوکوک ها )

# Standard Operating Procedure (SOP)

## ۱۰- کپ تست CAMP Test

در محیط کشت بلادآگار , کلنی باکتری مورد نظر (استرپتوکوک گروه B ) را عمود بر کلنی استافیلوکوک طلایی , طوری کشت می دهیم که یکدیگر را تلاقی نمایند و ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه قرار می دهیم .

نتیجه مثبت : در محل تلاقی , همولیز واضح تر به شکل پیکان دیده میشود ( تشخیص استرپتوکوک گروه B آگالاکتیه *Sterptococcuse Agalactiae* )

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.